


# 新型登場

2017年2月  
発売開始



3本が1本に

従来のバンシン  
ハード・ソフト・標準  
の3機能が  
1本に集約

単三でOK

ランニングコストを  
単三電池採用により  
大幅カット

更に点刺激

先端発熱部分がより  
点に近づいた  
従来品約 $1.3\text{mm}^2$ が  
 $0.7\text{mm}^2$ に

新型登場

「温灸器」/ 管理医療機器  
(クラスII)

赤色  
LED  
装着

1.3mm<sup>2</sup> 皮膚接触部

42% 縮小

従来  
面積

約0.7mm<sup>2</sup>

チュウオー

検索

CHUO

バンシンプロ

写真等はイメージです。予告なく設計、仕様が変更になる場合があります。

B021701.01.C

## 新型登場

~~火 煙 臭 灰~~

使わずに安全



鍼灸施術を  
いつでも  
どこでも  
何度でも

■仕様 (温灸器)	管理医療機器 (クラスII)
認証番号	228AGBZX00118000
型式	BS-20
使用環境温度	0℃～40℃
電池	単3電池×2個 (マンガン乾電池使用不可)
定格	3.0V 2.4W
刺激温度・刺激時間	低温 60±2℃ 約0.8秒/連続 中温 65±2℃ 約0.8秒/連続 高温 70±2℃ 約0.8秒/連続
刺激面積	約0.7mm <sup>2</sup>
寸法	180mm×φ26mm
重量	約92g(電池含む)
付属品	・単3アルカリ乾電池……………2本 ・携帯用ポーチ……………1個 ・保証書、取扱

BS-20  
販売価格 74,000円 税別

電子温灸器バンシンプロは、鍼灸の施術や刺激に不安や痛みを感じ、鍼灸の施術から遠ざかる患者様の不安や苦手意識を軽減し、鍼灸の普及に貢献するために作られました。

古代に於いて経筋病(動作時のつっぱり・引きつり・痛み等)に対する治療は燔鍼(鍼を火で灸って速刺速抜する方法)を使って行われていましたが……。

スイッチをクリックするだけで安全な温熱刺激を患部に与え、簡単・気軽な経筋病治療を可能にし、幅広く活用できる新しい電子温熱刺激装置です。

### 安全・簡単

温熱刺激の間は微弱な音が出て、自動で停止。

目の不自由な方やお灸の苦手な方でも簡単に使用可能。

健康には…

各種経穴への刺激、経絡への施術。  
筋肉痛、眼精疲労、肩こり、関節な  
どの不快症状に

美容には…

お顔のリフティング、  
小じわ、お肌のハリに

### あのバンシンが

旧バンシン3本(ハード・ソフト・標準)の機能が  
1本に集約されました。

更に、通常電池採用によりランニングコストを  
大幅カット



プロ仕様  
連続使用可

写真等はイメージです。予告なく設計、仕様が変更になる場合があります。

BANSHIN pro のお問い合わせは



チュウオー 検索

CHUO

株式会社 チュウオー

本社・大阪営業所 〒665-0874 兵庫県宝塚市中筋1-9-32  
TEL.(0797)88-2121(代) FAX.(0797)88-1313  
東京営業所 〒124-0012 東京都葛飾区立石5-5-23  
TEL.(03)3697-2523(代) FAX.(03)3697-2021  
<http://www.chuoms.co.jp>  
E-mail [mail@chuoms.co.jp](mailto:mail@chuoms.co.jp)

2017年2月に発売開始

取扱店